

Data aktualizacji: 09.06.2016

DEOSAN

płyn myjąco - dezynfekcyjny

PRZEZNACZENIE:

- do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń sanitarnych, a także różnego sprzętu w obiektach użyteczności publicznej, restauracjach, hotelach, szkołach, gabinetach kosmetycznych oraz gospodarstwach domowych,
- do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz urządzeń mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt,
- do mycia i dezynfekcji posadzek, ścian oraz wyposażenia w poczekalniach, recepcjach, szatniach, pomieszczeniach magazynowych, ciągach komunikacyjnych w placówkach służby zdrowia.

Preparatu nie należy stosować do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych.

Zakres stosowania preparatu: powszechny.

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE:

Substancjami czynnymi w produkcie są czwartorzędowe sole amoniowe.

Nierozcieńczony preparat skutecznie niszczy bakterie G+, G-, grzyby i pleśń. Zapewnia całkowitą dezynfekcję przy jednoczesnym dobrym efekcie myjącym.

Po użyciu preparatu w pomieszczeniach utrzymuje się przyjemny, cytrynowy zapach.

gęstość preparatu: 0,995 ÷ 1,000 g/cm³

pH płynu: 6 ÷ 8

SPOSÓB UŻYCIA:

Do dezynfekcji stosować płyn nierozcieńczony. Dezynfekowane powierzchnie zwilżyć preparatem. Myć mechanicznie lub ręcznie. Po 15 minutach spłukać wodą wodociągową.

Po zakończeniu dezynfekcji nie jest konieczne przeprowadzenie dodatkowej wentylacji pomieszczeń.

Do mycia (bez dezynfekcji) - płyn rozcieńczyć dowolnie w zależności od stopnia zabrudzenia.

Myć mechanicznie lub ręcznie. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością spłukać wodą.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Informacje dotyczące bezpiecznego stosowania preparatu oraz jego wpływu na środowisko naturalne umieszczone są na etykiecie i w karcie charakterystyki.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temp. 5÷35°C.

TRWAŁOŚĆ:

3 lata od daty produkcji

OPAKOWANIA:

Butelki z tworzyw sztucznych: 1kg; kanistry: 5kg

DOKUMENTY:

- pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 3627/08
- nr atestu PZH: HŻ/09244/00, HŻ/08096/01
- karta charakterystyki

